

Instruccions d'ús del Novolizer®

Com es duu a terme la inhalació amb el Novolizer®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, drets o asseguts:

La primera vegada que utilitzeu el Novolizer® s'ha de col·locar la càrrega de la medicació dins del dispositiu.



1. Traieu la tapa de la càrrega



2. Poseu-hi la càrrega i la tapa



3. Traieu el tap de l'embocadura (la finestra serà vermella)



4. Premeu el botó del dispositiu per carregar la dosi (la finestra es torna de color verd)



5. Traieu tot l'aire dels pulmons sense bufar dins de l'embocadura

6. Ajusteu els llavis a l'embocadura i agafeu aire per la boca profundament; se sentirà un *clic*



7. Reteniu l'aire dins els pulmons uns 10 segons, o fins que pugueu



8. Expulseu l'aire lentament



9. Feu gàrgares i glopegeu en acabar



L'inhalador té un comptador que indica les dosis restants. El comptador gira cada 5 activacions. En acabar-se cada càrrega cal posar una nova.

Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu a la infermera.